

# **BRAZALETE PRO<sup>®</sup> RECOVERY**

**BRAZALETE PARA DIATERMIA,  
RADIOFRECUENCIA Y TECAR TERAPIA**

**CARLOS FERNÁNDEZ SARMIENTO**

**MODELO DE UTILIDAD  
U202130249**





El terapeuta transfiere y aplica corriente al paciente a través del brazaletes colocado en su brazo, pudiendo utilizar así ambas manos.

**Brazaletes PRO Recovery®** es un nuevo concepto en el tratamiento de técnicas de fisioterapia y rehabilitación por diatermia y radiofrecuencia.

Se constituye a partir de una banda elástica para brazo, con una entrada de conexión para el electrodo del equipo de diatermia.



# APLICADOR CONVENCIONAL VS BRAZALETE PRO RECOVERY



Los dispositivos y herramientas convencionales utilizan 2 opciones:

La primera, aplicando directamente la corriente sobre la piel del paciente, existiendo de esta forma el riesgo de provocar dolor y quemaduras, o bien

La segunda, utilizando el manípulo con una mano sobre el brazo contrario del terapeuta, lo que le limita la maniobrabilidad.

# APLICADOR CONVENCIONAL VS BRAZALETE PRO RECOVERY



**Brazalete PRO Recovery®** soluciona ambos problemas:

Por un lado, el terapeuta puede testar en cada momento la intensidad de corriente y regularla o pararla de inmediato.

A la vez, le permite usar ambas manos, especialmente importante en zonas de amplia superficie.

**Brazalete PRO Recovery®** consigue una mayor eficacia en el mismo tiempo de aplicación, lo que repercute también en ganancias económicas.



Otra ventaja derivada es la de servir como auto terapia al propio terapeuta, que gracias a la aplicación de corriente que recorre su brazo, le alivia y repara posibles molestias en manos, muñecas, codos, etc.



# FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




La banda del **Brazalete PRO Recovery**<sup>®</sup> puede ser abierta o cerrada, y se ajusta perfectamente a cualquier tramo del brazo gracias a su material elástico y fijación de Velcro o similar.



Tanto las costuras como la zona de colocación del electrodo están reforzadas con tejido de piel para aumentar su durabilidad.

# BRAZALETE PRO RECOVERY<sup>®</sup>





# **BRAZALETE PRO<sup>®</sup>** **RECOVERY**



**CARLOS FERNÁNDEZ SARMIENTO**  
**636 373 536**  
**info@carlossarmientophysio.com**

